

海外大ヒット商品!

NOSE FRIDA<ノーズフリダ>



二次感染を予防できる、使い捨てフィルター付鼻吸い器




医師も推奨! スウェーデン発のシンプルな鼻吸い。  
 ポリウレタン製の使い捨てフィルターが、鼻水を通さないの  
 うっかり吸い込んでしまう心配がありません。  
 使い捨てフィルターを毎回取り換える事で清潔に使用出来ます。  
 フィルターが鼻水を通さないの、これまでは洗いにくかったチューブ部分も清潔に保てます。  
 本体部分はパーツごとに分解して丸洗いが出来るのでお手入れもカンタン。  
 BPA、フタル酸不使用。

鼻吸い部分とチューブ部分が直結なので、しっかり吸える。

鼻吸い器本体


本体部分はパーツごとに分解して丸洗いができるので  
 お手入れカンタン



【お手入れ方法】

水色チューブ: お湯と中性洗剤で洗って下さい。(125°Cで15分までOK)  
 スチーム・電子レンジ・食洗機の使用可。(80°Cまで)

透明チューブ: アルコール消毒をして下さい。




[ノーズフリダ鼻吸い器本体]

素材	水色チューブ、キャップ: ポリプロピレン 透明チューブ: PVC 吸い口: TPE (熱可塑性エラストマー) フィルター: ポリウレタン
内容物	本体1個、替えフィルター3個付

小さいパーツを含みます。お子様の手の届かない所に保管して下さい。  
 鼻吸い以外の目的では使用しない。  
 鼻水受けのチューブをお子様の鼻に当てている時に空気を吹き込まない。  
 本製品を機械に取付けて使用しない。

鼻水や飛沫をしっかりブロック!

使い捨てフィルター



ポリウレタン製の使い捨てフィルター。

専用使い捨てフィルター

[ノーズフリダ専用使い捨てフィルター]

素材	ポリウレタン
内容物	1箱20個入り

